

SERVICE PACK CEREC 3D V3.85

Update Beschreibung

Das Service Pack CEREC 3D V3.85 enthält folgende Funktionserweiterungen und Verbesserungen:

■ **SIDEXIS unter 64bit verfügbar**

Die SIDEXIS Datenbank kann auch bei 64-bit Installationen angebunden werden.

■ **Detailverbesserungen**

Durch kleinere Detailverbesserungen und Fehlerbereinigungen wurde die Qualität der Software ebenfalls verbessert.

Voraussetzung zur Installation dieses Service Packs ist eine installierte CEREC 3D V3.8x. Dieses Service Pack umfasst die Inhalte vorangegangener Service Packs.