

SERVICE PACK inLab SW 4.0.2

Update Beschreibung

Der Service Pack inlab SW 4.0.2 aktualisiert inLab SW 4.0.0 und 4.0.1 Installationen und beinhaltet die folgenden Änderungen:

■ **Kompatibilität zu Omnicam Daten**

Omicam Daten können mit Farbinformationen in die inLab SW 4.0.2 importiert werden:

- Daten aus der CEREC SW 4.0.4 können im *.dxd Format importiert werden
- Daten aus der CEREC Connect SW 4.1.1 können über dem Sirona Connect Portal heruntergeladen werden.

■ **Dateigröße *.lab-Format verkleinert**

Die Dateigröße beim Abspeichern von Restaurationen im *.lab-Format wurde reduziert.

Das Service Pack beinhaltet ebenfalls alle Änderungen des Service Packs inLab SW 4.0.1.

Wir empfehlen allen inLab 4.0 und 4.0.1 Anwendern, das Service Pack zu installieren.