

SERVICE PACK inLab 3D V3.86

Update Beschreibung

Das Service Pack inLab 3D V3.86 enthält folgende Funktionserweiterungen und Verbesserungen:

- **Export von Modelldaten mit dem OPEN 3Shape Interface**
Mit der inLab 3D V3.86 und angeschlossenem OPEN 3Shape Interface können Modelldaten im Format *.3se an das 3Shape DentalSystem 2010 übermittelt werden. Dies gilt sowohl für inEos Blue Daten als auch für intraorale Aufnahmen, die über das CEREC Connect Portal übertragen wurden.
Details entnehmen Sie bitte der separaten Updatebeschreibung zum OPEN 3Shape Interface.
- **Auswahl von inCoris TZI für inLab MC XL**
Mit inLab 3D V3.86 kann für die MC XL das transluzente Zirkonoxid inCoris TZI ausgewählt werden. Dieses neue Material wird ab Sommer 2011 verfügbar sein.
- **Detailverbesserungen**
Durch kleinere Detailverbesserungen bei Multilayer und Fehlerbereinigungen bei der Vorpositionierung von Zwischengliedern wurde die Qualität der Software ebenfalls verbessert.

Voraussetzung zur Installation dieses Service Packs ist eine installierte inLab 3D V3.80. Dieses Service Pack umfasst die Inhalte vorangegangener Service Packs.

Um regelmäßig über Produktneuerungen informiert zu werden, melden Sie sich bitte unter www.sirona.de/inlab-newsletter für den inLab Newsletter an.

sirona.